

Anti-Cdc25C Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P30307

商品番号: CM0022399



前書き

WBおよびELISA用に検証された高品質CDC25Cウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットCDC25Cと反応します。細胞周期および分裂期の研究に最適です。SWISS: P30307。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC25C Rabbit pAb
備考/別名	CDC25; PPP1R60; CDC25C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	995
GeneID	995
免疫原	ヒトCDC25C (NP_001781.2) のアミノ酸20-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30307
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋