


Wb、Elisa用抗Cdc27モノクローナル抗体 - P30260

商品番号: CM0012764



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCDC27ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスCDC27（APC3）を標的とします。細胞周期およびAPC/Cユビキチンリガーゼ研究のための重要なツールであり、予測分子量は約92kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC27 Rabbit mAb
備考/別名	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	996
遺伝子ID	996
免疫原	ヒトCDC27（P30260）のアミノ酸702-824に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30260
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋