

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cdc34ポリクローナル抗体 - P49427

商品番号: CM0028900



前書き

ヒトCDC34（UBE2R1、E2-CDC34）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットへの交差反応性あり。ユビキチン化および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC34 ウサギ pAb
備考/別名	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
種	ヒト
遺伝子ID	997
免疫原	ヒトCDC34（NP_004350.1）のアミノ酸150-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49427
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ