

Wb、Elisa用抗Cdc34ウサギモノクローナル抗体 - P49427

商品番号: CM0012630



前書き

ヒトCDC34（UBE2R1）に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証済みです。ユビキチンを介したタンパク質分解および細胞周期制御に必須のユビキチン結合酵素E2

R1を認識します。タンパク質分解経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC34ウサギmAb
備考／別名	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
種	ヒト
GeneID（ヒト）	997
GeneID	997
免疫原	ヒトCDC34（P49427）のアミノ酸20～236に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P49427
タンパク質分子量	27 kDa
輸送条件	保冷バッグ