


Wb・Elisa用抗Cdc37ウサギモノクローナル抗体 - Q16543

商品番号: CM0010140



前書き

CDC37（Hsp90コシャペロン）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAで実証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。キナーゼシグナル伝達研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC37 ウサギmAb
備考/別名	P50CDC37; CDC37
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11140
GeneID	11140
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDC37（Q16543）のアミノ酸1～100領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16543
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋