


抗Cdc37ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - Q16543

商品番号: CM0026964



前書き

ヒトおよびマウス試料におけるWB、IP、ELISAでの使用が検証済みの抗CDC37ウサギポリクローナル抗体です。キナーゼの安定化に関与するHsp90コシャペロンCdc37（44kDa）を標的とし、シャペロン生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC37 Rabbit pAb
別名	P50CDC37; CDC37
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11140
GeneID	11140
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCDC37 (NP_008996.1) のアミノ酸1-160番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q16543
タンパク質分子量	44kDa
発送方法	氷袋梱包