

WbおよびElisa用 抗Cdc42ウサギモノクローナル抗体 - P60953

商品番号: CM0003769



前書き

このウサギモノクローナル抗体はヒトCDC42（マウス、ラットにも対応）を標的とし、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みです。細胞分裂制御、アクチン細胞骨格、上皮極性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC42ウサギmAb
備考／別名	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
種	ヒト
GeneID (ヒト)	998
GeneID	998
免疫原	ヒトCDC42 (P60953) のアミノ酸60-191に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P60953
タンパク質分子量	21kDa
発送	保冷バッグ