

If/Icc、Elisa用抗Cdc42ウサギポリクローナル抗体 - P60953

商品番号: CM0016895



前書き

ヒトCDC42に対するウサギポリクローナル抗体。IF/I CCおよびELISA用に最適化されています。細胞極性、細胞移動、細胞骨格リモデリングに関与する低分子GTPアーゼを標的とします。細胞生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC42ウサギpAb
備考／別名	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
種	ヒト
GeneID（ヒト）	998
GeneID	998
免疫原	ヒトCDC42（NP_001782.1）のアミノ酸1～186に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P60953
タンパク質分子量	21kDa
輸送条件	保冷バッグ