

## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdc42Ep1 モノクローナル抗体 - Q00587

商品番号: CM0002799

### 前書き

ヒトCDC42EP1  
(BORG5/MSE55)に対するウサギモノクローナル抗体。  
WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アクチン細胞骨格および内皮細胞研究に最適。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                           |
|-------------|---------------------------------------------|
| 製品名         | CDC42EP1 ウサギ mAb                            |
| 備考/別名       | CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1                |
| 種           | ヒト                                          |
| GeneID (ヒト) | 11135                                       |
| GeneID      | 11135                                       |
| 免疫原         | ヒトCDC42EP1 (Q00587)のアミノ酸292-391に対応する合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                   |
| 適用          | WB, IHC-P, ELISA                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                  |
| SWISS       | Q00587                                      |
| タンパク質分子量    | 40kDa                                       |
| 発送          | 保冷バッグ                                       |