

WbおよびElisa用 抗Cdc42Ep3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uki2

商品番号: CM0029467

前書き

ヒトCDC42EP3 (BORG2/CEP3)に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。アクチン細胞骨格の組織化と細胞形態の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC42EP3 ウサギ pAb
備考/別名	UBI; CEP3; BORG2; CDC42EP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10602
GeneID	10602
免疫原	ヒトCDC42EP3 (NP_006440.2) のアミノ酸1-254に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UKI2
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ