


Wb、Elisa用抗Cdc45ポリクローナル抗体 - O75419

商品番号: CM0022377



前書き

ヒトCDC45を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA複製開始に必要なCMGヘリカーゼの必須コア成分であり、細胞周期や染色体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDC45 Rabbit pAb
備考/別名	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8318
遺伝子ID	8318
免疫原	ヒトCDC45 (NP_003495.1) のアミノ酸1～270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75419
タンパク質分子量	66kDa
発送方法	氷袋