

## ウェスタンブロット、Elisa用 抗Cdc5L ウサギポリクローナル抗体 - Q99459

商品番号: CM0025828



### 前書き

ヒトCDC5L（アミノ酸563-802）を標的とするウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のウサギポリクローナル抗体です。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞周期および前駆体mRNAスプライシング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | CDC5L ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名      | CDC5; CEF1; PCDG5RP; CDC5-LIKE; dJ319D22.1; CDC5L      |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 988                                                    |
| 遺伝子ID      | 988                                                    |
| 免疫原        | ヒトCDC5L (NP_001244.1) のアミノ酸563-802に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | ウェスタンブロット、ELISA                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS      | Q99459                                                 |
| タンパク質分子量   | 92kDa                                                  |
| 発送         | 保冷バッグ                                                  |