


抗Cdc6ポリクローナル抗体（Wb用） - Q99741

商品番号: CM0021434



前書き

ヒトCdc6に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。DNA複製や細胞周期チェックポイントの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cdc6 Rabbit pAb
備考/別名	CDC18L; HsCDC6; MGOR55; HsCDC18; Cdc6
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	990
GeneID	990
免疫原	組換えタンパク質。ヒトCdc6（Q99741）のアミノ酸1-560に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99741
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤