

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdca3 ウサギモノクローナル抗体 - Q99618

商品番号: CM0004464

前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗CDCA3ウサギモノクローナル抗体。分裂期進入に關与する細胞分裂周期關連タンパク質であるヒトCDCA3を認識します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCA3 ウサギ mAb
備考/別名	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
種	ヒト
遺伝子ID	83461 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド ヒトCDCA3 (Q99618) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99618
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ