

Anti-Cdca3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q99618

商品番号: CM0023838

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証された、ウサギ由来のAnti-CDCA3ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのCDCA3（分裂期進入のトリガー）を検出します。細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCA3 Rabbit pAb
備考/別名	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	83461
GeneID	83461
免疫原	合成ペプチド：ヒトCDCA3（NP_001284531.1）のアミノ酸100からC末端までの配列内に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99618
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスパック