

Wb用抗Cdca5ポリクローナル抗体 - Q96Ff9

商品番号: CM0022910

前書き

CDCA5 Rabbit

pAbは、ヒトCDCA5（ソロリン）に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットの検体と反応します。姉妹染色分体の接着と細胞分裂の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCA5 Rabbit pAb
別名	SORORIN; CDCA5
対象種	ヒト
遺伝子ID	113130
免疫原	ヒトCDCA5（NP_542399.1）のアミノ酸70-150番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96FF9
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤梱包