


Wb、Elisa用抗Cdca8ウサギポリクローナル抗体 - Q53Hl2

商品番号: CM0015868



前書き

ヒトCDCA8に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。有糸分裂および細胞分裂の研究用途でバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCA8ウサギpAb
備考／別名	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55143
遺伝子ID	55143
免疫原	ヒトCDCA8のアミノ酸1〜124 (NP_060571.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q53HL2
タンパク質分子量	31 kDa
輸送	保冷バッグ