


Anti-Cdca8 ウサギポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, Elisa対応） - Q53Hl2

商品番号: CM0013098



前書き

CDCA8 (Borealin)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。分裂調節および細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCA8 Rabbit pAb
備考/別名	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55143
GeneID	55143
免疫原	ヒト CDCA8 (NP_060571.1) のアミノ酸 1-280 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q53HL2
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋