

Anti-Cdcp1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q9H5V8

商品番号: CM0010225

前書き

ヒトCDCP1 (CD318, TRASK)
を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フロー
サイトメトリー用。CDCP1は、腫瘍の進行と転移に関
与する細胞接着タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CDCP1 mAb
備考/別名	CD318; TRASK; SIMA135
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64866
GeneID	64866
免疫原	ヒトCDCP1 (NP_073753.3) のアミノ酸30-666に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H5V8
タンパク質分子量	37kDa/72kDa/92kDa
配送	氷袋