

Anti-Cdcp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9H5V8

商品番号: CM0028278

前書き

WBおよびELISA用CDCP1ウサギポリクローナル抗体。
。ヒトおよびマウスCDCP1と反応し、白血病診断および幹細胞サブセットにおける役割を持つ細胞接着および腫瘍進行マーカーです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDCP1 Rabbit pAb
備考/別名	CD318; TRASK; SIMA135; CDCP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64866
GeneID	64866
免疫原	ヒトCDCP1 (NP_835488.1) のアミノ酸30-343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H5V8
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋