

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Cdh11ポリクローナル抗体 - P55287

商品番号: CM0013118

前書き

ヒトおよびマウスのWB、IF/ICC、ELISAで検証済みのAnti-CDH11ウサギポリクローナル抗体。焦点接着の集合と移動に参与する細胞接着タンパク質であるカドヘリン-11を標的とし、骨および脳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH11 Rabbit pAb
備考/別名	OB; ESWS; CAD11; CDHOB; OSF-4; TBHS2; CDH11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1009
免疫原	ヒトCDH11 (NP_001788.2) のアミノ酸120-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P55287
タンパク質分子量	88kDa
配送	アイスバッグ