

抗Cdh19ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H159

商品番号: CM0014929

前書き

ヒトCDH19（カドヘリン-19）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。細胞接着および組織分類研究に適しており、ヒト試料に対して交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH19 ウサギ pAb
別名	CDH7; CDH7L2; CDH19
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	28513
GeneID	28513
免疫原	ヒトCDH19 (NP_066976.1) のアミノ酸240-440番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H159
タンパク質分子量	87kDa
輸送方法	氷袋