


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Cdh3ウサギポリクローナル抗体 - P22223

商品番号: CM0017908



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのウサギポリクローナルCDH3抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。カドヘリン-3 (P-カドヘリン) はカルシウム依存性細胞接着タンパク質であり、研究および診断用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH3 ウサギpAb
備考/別名	CDHP; HJMD; PCAD; CDH3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1001
GeneID	1001
免疫原	ヒトCDH3 (NP_001784.2) のアミノ酸24〜350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22223
タンパク質重量	91kDa
配送	保冷バッグ