

Anti-Cdh8 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P55286

商品番号: CM0022340

前書き

ヒトCadherin-8 (CDH8)に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着および神経科学研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDH8 Rabbit pAb
種	ヒト
GeneID	1006
免疫原	ヒトCDH8組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P55286
配送	アイスバッグ