

Wb、Elisa用 抗Cdip1ウサギポリクローナル抗体 - Q9H305

商品番号: CM0016790

前書き

ヒトCDIP1（p53アポトーシスエフェクター）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDIP1ウサギpAb
備考／別名	II; CDIP; LITAFI; C16orf5; CDIP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	29965
GeneID	29965
免疫原	ヒトCDIP1（NP_001185983.1）のアミノ酸100～200内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H305
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ