

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cdk1ポリクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0014135



前書き

ヒトCDK1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK1ウサギpAb
備考／別名	CDC2、CDC28A、P34CDC2、CDK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	983
GeneID	983
免疫原	ヒトCDK1のアミノ酸1～297（NP_001777.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
輸送	保冷バッグ