

ウエスタンブロット、免疫沈降、Elisa用 抗Cdk1ウサギモノクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0003228



前書き

ウエスタンブロット、免疫沈降、ELISA用に検証済みのCDK1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのCDK1 (P06493)

を検出します。細胞周期進行に重要なセリン/スレオニンキナーゼです。腫瘍学および細胞周期研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK1 ウサギ mAb
備考/別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
種	ヒト
GeneID	983
免疫原	ヒトCDK1 (NP_001777.1) のアミノ酸残基198-297に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ