


Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Cdk1 ウサギポリクローナル抗体 - P06493

商品番号: CM0013661



前書き

ヒトCDK1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCDK1を認識します。細胞周期および癌研究における主要な有糸分裂キナーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK1 Rabbit pAb
備考／別名	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	983
遺伝子ID	983
免疫原	ヒトCDK1 (NP_001777.1) のアミノ酸198-297に対応する配列を含む合成ペプチド／組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06493
タンパク質分子量	34kDa
発送	氷袋