

抗Cdk10ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q15131

商品番号: CM0030336

前書き

ヒトCDK10（サイクリン依存性キナーゼ10）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのCDK10（予測分子量 41 kDa）を検出します。細胞周期、細胞骨格、繊毛形成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK10 Rabbit pAb
別名	ALSAS; PISSLRE; CDK10
対象種	ヒト
GeneID	8558 (ヒト)
免疫原	ヒトCDK10（NP_001092003.2）のアミノ酸1-283番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15131
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷剤