

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cdk11B ポリクローナル抗体 - P21127

商品番号: CM0015214



前書き

ヒトCDK11Bに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスに反応します。転写とスプライシング制御、細胞周期、セントロメア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK11B Rabbit pAb
備考/別名	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
種	ヒト
GeneID	984
免疫原	ヒトCDK11B (NP_277021.2) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21127
タンパク質分子量	93kDa
発送	保冷剤付き