

Anti-Cdk11B Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P21127

商品番号: CM0017860



前書き

CDK11Bに対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。CDK11Bの転写、スプライシング、および分裂における役割の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK11B Rabbit pAb
備考/別名	p58; PK58; CDK11; CLK-1; CDC2L1; PITSLREA; p58CLK-1; CDK11-p46; CDK11-p58; p58CDC2L1; CDK11-p110; CDK11B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	984
GeneID	984
免疫原	ヒトCDK11B (NP_277021.2) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21127
タンパク質分子量	93kDa
配送	氷袋