

Ihc-P、Elisa用 抗Cdk12 モノクローナル抗体 - Q9Nyv4

商品番号: CM0006624



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーションで検証済みの抗CDK12ウサギモノクローナル抗体。転写伸長とDNA修復を調節するキナーゼであるヒト、マウス、ラットのCDK12を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK12 ウサギ mAb
備考/別名	CRK7; CRKR; CRKRS; CDK12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51755
GeneID	51755
免疫原	ヒトCDK12 (NP_057591.2) のアミノ酸420-516に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYV4
タンパク質分子量	164kDa
輸送	保冷バッグ