

抗Cdk12ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9Nyv4

商品番号: CM0018353



前書き

N末端領域（aa 1-300）を標的とするウサギポリクローナルCDK12抗体。アプリケーション：WB、IHC-P、ELISA。反応性：ヒト、マウス、ラット。転写伸長およびゲノム安定性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK12 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	CRK7, CRKR, CRKRS, CDK12
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51755
遺伝子ID	51755
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDK12のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_057591.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NYV4
タンパク質重量	164kDa
配送	アイスパック