

If/Icc、Elisa用抗Cdk16ポリクローナル抗体 - Q00536

商品番号: CM0024831



前書き

ヒトCDK16（PCTAIRE1、PCTK1）に対するウサギポリクローナル抗体で、IF/ICCおよびELISAに対応しています。ヒトとの交差反応性が検証済み、標的分子量は56kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK16 ウサギ pAb
別名	PCTK1; PCTAIRE; PCTAIRE1; PCTGAIRE; CDK16
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5127
遺伝子ID	5127
免疫原	ヒトCDK16 (NP_006192.1) のアミノ酸277-496番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q00536
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤