

WbおよびElisa用 抗Cdk18 ポリクローナル抗体 - Q07002

商品番号: CM0023398

前書き

ヒトCDK18 (PCTK3/PCTAIRE3)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換え免疫
原 (アミノ酸 373-
474)。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。
ヒトおよびマウスと交差反応性あり。分化細胞におけ
るシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK18 ウサギ pAb
備考/別名	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5129
GeneID	5129
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCDK18 (NP_002587.2) のアミノ酸373-474に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q07002
タンパク質分子量	54kDa
発送	保冷バッグ