

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cdk19 ポリクローナル抗体 - Q9Bwu1

商品番号: CM0023741

前書き

ヒトCDK19を標的とするウサギポリクローナル抗体。
転写調節に関与するメディエーター複合体のキナーゼ
構成要素。WB、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差
反応性あり。転写およびキナーゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK19 ウサギ pAb
備考/別名	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23097
遺伝子ID	23097
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK19 (XP_005266928.1) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BWU1
タンパク質分子量	57kDa
発送	氷袋