


抗Cdk2 (リン酸化T160) モノクローナル抗体 (Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用) - P24941

商品番号: CM0001781



前書き

WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みのリン酸化CDK2-T160ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCDK2と反応し、リン酸化T160を標的とします。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	リン酸化CDK2-T160 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); Phospho-CDK2-T160
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1017
GeneID	1017
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK2のT160付近の合成リン酸化ペプチド (NP_001789.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	リン酸化抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ