


ウエスタンブロットおよびElisa用

抗Cdk2ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み） - P24941

商品番号: CM0003252



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用

抗CDK2ウサギモノクローナル抗体（KO検証済み）。ヒト、マウス、ラットCDK2との反応性を確認。ノックアウト研究にて検証済み。細胞周期の主要制御因子であるサイクリン依存性キナーゼ2（P24941）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	[KO検証済み] CDK2ウサギmAb
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1017
GeneID	1017
免疫原	ヒトCDK2（P24941）のアミノ酸199-298に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質分子量	30 kDa/34 kDa
発送	保冷剤