

抗Cdk2ウサギポリクローナル抗体 [Ko検証済み] (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P24941

商品番号: CM0022176



前書き

ヒトCDK2に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性CDK2（約30/34 kDa）を検出します。細胞周期、DNA修復、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[Ko検証済み] CDK2 ウサギpAb
備考/別名	CDKN2; p33(CDK2); K2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1017
GeneID	1017
免疫原	ヒトCDK2のアミノ酸200～298番目の配列に対応する合成ペプチド (NP_001789.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24941
タンパク質重量	30 kDa/34 kDa
配送	アイスバッグ