

Ihc-PおよびElisa用Anti-Cdk20ポリクローナル抗体 - Q8Izl9

商品番号: CM0025559

前書き

ヒトおよびラットと反応し、IHC-PおよびELISAで検証されたCDK20ウサギポリクローナル抗体。細胞周期、Shhシグナル伝達、および繊毛形成の研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK20 Rabbit pAb
備考/別名	P42; CCRK; CDCH; PNQALRE; CDK20
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23552
GeneID	23552
免疫原	ヒトCDK20 (Q8IZL9) のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8IZL9
タンパク質分子量	39kDa
配送	アイスバッグ