

Wb、Elisa用Anti-Cdk2Ap1ウサギポリクローナル抗体 - O14519

商品番号: CM0020379



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みのCDK2AP1ウサギポリクローナル抗体（pAb）。CDK2阻害因子であり、NuRDクロマチンリモデリング複合体の構成因子であるヒトCDK2AP1（DOC-1）を標的とします。がん研究およびエピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK2AP1ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	DOC1; ST19; DORC1; doc-1; p12DOC-1; CDK2AP1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8099
遺伝子ID	8099
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCDK2AP1（NP_004633.1）のアミノ酸1～115に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14519
タンパク質分子量	12kDa
配送	保冷バッグ