

Wb、If/Icc、Ip、Elisa向け抗Cdk4ポリクローナル抗体 - P11802

商品番号: CM0017007



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みのウサギ由来CDK4ポリクローナル抗体です。G1/S期移行を調節する主要な細胞周期キナーゼであるヒトおよびマウスのCDK4と反応します。癌研究や細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK4 Rabbit pAb
備考/別名	CMM3; PSK-J3; CDK4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1019
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK4 (NP_000066.1) のアミノ酸200〜303番領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11802
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋