

Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Cdk4 ウサギ Polymab® - P11802

商品番号: CM0004311



前書き

ヒトCDK4を標的とするウサギモノクローナル抗体。
WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] CDK4 ウサギ PolymAb®
備考/別名	CMM3; PSK-J3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1019
GeneID	1019
免疫原	合成ペプチド ヒトCDK4 (NP_000066.1) のアミノ酸204-303に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11802
タンパク質分子量	34kDa
発送条件	保冷バッグ