


抗Cdk5ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済）Wb・Elisa用 - Q00535

商品番号: CM0006925



前書き

KO検証済のCDK5を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応し、神経発生、アポトーシス、細胞周期調節の研究に活用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] CDK5 ウサギモノクローナル抗体
別名	LIS7; PSSALRE; K5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1020
遺伝子ID	1020
免疫原	ヒトCDK5 (NP_004926.1) のアミノ酸92～289番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00535
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	保冷剤