


抗Cdk5ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q00535

商品番号: CM0028533



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAに対応した実証済みCDK5ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのCDK5を認識します。神経発生に必須であり、細胞周期、アポトーシス、神経変性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO 実証済] CDK5 ウサギ pAb
備考/別名	LIS7; PSSALRE; K5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1020
GeneID	1020
免疫原	ヒトCDK5（NP_004926.1）のアミノ酸1-292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00535
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	保冷剤