


抗Cdk5ウサギポリクローナル抗体（Ko検証済み） Wb、Elisa用 - Q00535

商品番号: CM0022581



前書き

ヒトCDK5（サイクリン依存性キナーゼ5）に対するKO検証済みウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットサンプル中のCDK5を検出し、細胞周期、神経発生、アポトーシスに関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	[KO検証済み] CDK5 ウサギ pAb
備考/別名	LIS7; PSSALRE; K5
種	ヒト
遺伝子ID	1020
免疫原	ヒトCDK5（NP_004926.1）のアミノ酸170-289に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q00535
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ