


## Wb、Elisa用抗Cdk5R1モノクローナル抗体 - Q15078

商品番号: CM0006809



### 前書き

ヒト、マウス、ラットのWB/ELISAで検証済みのCDK5R1ウサギmAb（p35）。神経突起伸長、皮質層形成、概日時計の調節に参与するニューロン特異的CDK5活性化因子。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 製品名      | CDK5R1ウサギmAb                                           |
| 備考／別名    | p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1 |
| 種        | ヒト                                                     |
| GeneID   | 8851                                                   |
| 免疫原      | ヒトCDK5R1（NP_003876.1）のアミノ酸200～300内の配列に対応する合成ペプチド       |
| 由来       | ウサギ                                                    |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                              |
| アプリケーション | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS    | Q15078                                                 |
| タンパク質分子量 | 34 kDa                                                 |
| 輸送       | 保冷剤                                                    |