


抗Cdk5R1ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用）- Q15078

商品番号: CM0007597



前書き

ヒト、マウス、ラットのWestern Blot、IF/ICC、IF-P、ELISAに対応した、高品質なCDK5R1（p35）に対するウサギモノクローナル抗体です。神経突起伸長や概日リズムに関する神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK5R1 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8851
GeneID	8851
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15078
タンパク質重量	34kDa
配送	アイスバッグ