


Anti-Cdk5R1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

商品番号: CM0014153



前書き

ヒトCDK5R1 (p35)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中の内在性CDK5R1を検出します。神経細胞のCDK5シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK5R1 Rabbit pAb
備考/別名	p23; p25; p35; CDK5R; NCK5A; CDK5P35; p35nck5a; CDK5R1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8851
GeneID	8851
免疫原	ヒトCDK5R1 (NP_003876.1) のアミノ酸99-307に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15078
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋