

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cdk5Rap1ポリクローナル抗体 - Q96Sz6

商品番号: CM0024037

前書き

タンパク質翻訳に必須なミトコンドリアtRNAメチルチオトランスフェラーゼであるヒトCDK5RAP1に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CDK5RAP1 ウサギ pAb
別名	C42; CGI-05; HSPC167; C20orf34; CDK5RAP1
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51654
遺伝子ID	51654
免疫原	ヒトCDK5RAP1 (NP_057492.2) のアミノ酸1-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96SZ6
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋